

LA DOPPIA COPPETTA EVITA LA CONTAMINAZIONE



1 Mettere le pillole nella coppetta fondo



2 Posizionare la coppetta TOP sopra la coppetta fondo



3 Posizionare entrambe le coppette nel trita pastiglie



4 Estrarre le coppette.
La pastiglia polverizzata si troverà sulla coppetta fondo

Ma  Medical Group

FIRST CRUSH TRITA COMPRESSE

Trita qualsiasi compressa
nel palmo
della tua mano



Ma  Medical Group

MaxMedical Group srl
Via Prà di Risi, 5/B - 33080 Zoppola (Pn)
Tel. 0434 574839 - segreteria.commerciale@maxmedicalgroup.com
www.maxmedicalgroup.com



FIRST CRUSH™
AUTOMATICALLY TURNS PILLS TO POWDER™

VANTAGGI DI FIRST CRUSH

Sono molti i vantaggi che **il piccolo trita compresse elettrico** apporta nella vita del professionista sanitario e del paziente.

0

EFFETTO AEROSOL



Mai più effetto aerosol, pericoloso soprattutto con farmaci citotossici, grazie alla doppia coppetta.

0

CONTAMINAZIONI FARMACOLOGICHE



Nei trita compresse tradizionali viene tritato tutto in un unico contenitore, che difficilmente viene pulito di volta in volta. Con First Crush ogni paziente ha il suo bicchierino: in questo modo si evitano contaminazioni.

0

PATOLOGIE ARTICOLARI



Niente più dolori e infortuni articolari dovuti a movimenti ripetuti e scorretti.



- **RIDUZIONE DEI TEMPI SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA**
Per 30 pazienti con 4 cicli di terapia il risparmio giornaliero è di 1 ora
- **STANDARDIZZAZIONE TRITAGGIO**
La garanzia di avere sempre lo stesso risultato di tritaggio per un determinato farmaco
- **MODALITÀ EXTRA PER PEG E DISFACIGI**
- **PORTATILE E MANEGGEVOLE**
Leggero, piccolo e trasportabile ovunque
- **AUTONOMIA DI 300 TRITAGGI**
- **VELOCITÀ DI TRITAGGIO: 5 SECONDI**
- **TEMPO DI RICARICA COMPLETA: 2 ORE**
- **ALIMENTAZIONE A BATTERIA**
- **PESO LIMITATO DI 1,64 KG**